

Tintomètre Lovibond CM-LOV2

Réf. : CM-LOV2

18 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	CM-LOV2
Plage de mesure (Lovibond)	Rouge R0,1–R79,9 ; Jaune Y0,1–Y79,9 ; Bleu B0,1–B49,9 ; Neutre N0,1–N3,9
Résolution	0,1 Lovibond
Réflectance diffuse de la plaque blanche	> 80 %
Grossissement	1,9×
Dimensions des cuves	10 mm×20 mm×40 mm ; 25,4 mm×20 mm×40 mm ; 133,4 mm×20 mm×40 mm
Alimentation	220 V±22 V, 50 Hz±1 Hz, 50 W
Dimensions d'expédition (L×P×H)	620×440×300 mm
Poids net / brut	3,5 / 11 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tintomètre à mesure visuelle de la couleur par comparaison pour déterminer la couleur des matériaux. Conception conforme à l'échelle de couleur Lovibond internationalement reconnue.