

Centrifugeuse basse vitesse économique CFG-4LEI

Réf. : CFG-4LEI

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Rotor (réf.)	Capacité	RCF max
A042012 (standard)	20 ml × 12	2325×g
A042006	20 ml × 6	1790×g
A042008	20 ml × 8	2325×g
A040518	5 ml × 18	2325×g
A041012	10 ml × 12	2325×g
A040512	tube Eppendorf 5 ml × 12	1790×g
A040812	8 ml × 12	2325×g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Centrifugeuse basse vitesse économique pour la séparation d'échantillons de laboratoire, avec un large choix de rotors interchangeables.