

Lyophilisateur de paille FD-10 (série)

Réf. : FD-10A • FD-10B • FD-10C • FD-10D • FD-10BM

24 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Surface de lyophilisation	0.12m ² ; 0.08m ² ; 0.12m ² ; 0.08m ²
Température du piège froid	-60°C
Capture d'eau (kg/lot)	4
Vide standard	≤5Pa (no load)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lyophilisateur pour la déshydratation par sublimation sous vide d'échantillons biologiques et pharmaceutiques.