

Lyophilisateur pilote FD-20 (série)

Réf. : FD-20D • FD-20F • FD-20FT • FD-50F • FD-50FT • FD-100F • FD-100FT

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Surface de lyophilisation	0.18m ² ; 0.12m ²
Température du piège froid	-60°C
Capture d'eau (kg/lot)	6
Vide standard	≤5Pa

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lyophilisateur pour la déshydratation par sublimation sous vide d'échantillons biologiques et pharmaceutiques.