

Lyophilisateur pilote FD-200 (série)

Réf. : FD-200S • FD-200T

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Surface de lyophilisation (m ²)	2 / 2
Dimensions du plateau (L×l×P) (mm)	500×700×13
Température du condenseur (à vide) (°C)	≤-80
Niveau de vide (à vide) (Pa)	≤5
Dimensions externes (L×P×H) (mm)	1260×3710×2076; 1260×3710×2476

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lyophilisateur pour la déshydratation par sublimation sous vide d'échantillons biologiques et pharmaceutiques.