

Lyophilisateur au sol FD-12 (série)

Réf. : FD-12A • FD-12B • FD-12C • FD-12D • FD-12BM

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Surface de lyophilisation	0.12m ² ; 0.08m ² ; 0.12m ² ; 0.08m ²
Température du piège froid	-60°C (Optional-80°C)
Capture d'eau (kg/lot)	4
Vide standard	≤5Pa

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lyophilisateur pour la déshydratation par sublimation sous vide d'échantillons biologiques et pharmaceutiques.