

Lyophilisateur au sol FD-18 (série)

Réf. : FD-18A • FD-18B • FD-18C • FD-18D

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Surface de lyophilisation	0.18m ² ; 0.12m ²
Température du piège froid	-60°C
Capture d'eau (kg/lot)	6
Vide standard	≤5Pa

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lyophilisateur pour la déshydratation par sublimation sous vide d'échantillons biologiques et pharmaceutiques.