

Thermocycleur PCR manuel PCR-TC96S

Réf. : PCR-TC96S



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	PCR-TC96S
Capacité	96×0,2 ml
Plage de température	0–100 °C
Vitesse de chauffe	4,5 °C/s
Vitesse de refroidissement	4 °C/s
Uniformité	≤±0,2 °C
Précision	≤±0,1 °C
Hauteur du couvercle chauffant	Réglable en continu
Nombre de programmes	10 000+ (clé USB)
Nombre max d'étapes	30
Nombre max de cycles	100

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Thermocycleur PCR 96 puits à couvercle chauffant réglable en hauteur en continu. Jusqu'à plus de 10 000 programmes stockables (clé USB), 30 étapes et 100 cycles maximum.