

Microscope biologique série D2021 (MSC-D2021B / MSC-D2021T)

Réf. : MSC-D2021B • MSC-D2021T

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	MSC-D2021B	MSC-D2021T
Tête d'observation	Gémellée binoculaire 30°, interpup. 50–75 mm, dioptrie ± 5	Gémellée trinoculaire 30°, interpup. 50–75 mm, dioptrie ± 5
Oculaire	WF10 $\times$ /18 mm, WF10 $\times$ /20 mm, PL10 $\times$ /18 mm (option)	WF10 $\times$ /18 mm, WF10 $\times$ /20 mm, PL10 $\times$ /18 mm (option)
Système optique	Corrigé fini et infini	Corrigé fini et infini
Objectifs	Achromatiques 4 $\times$, 10 $\times$, 40 $\times$, 100 $\times$ (plan-achro en option)	Achromatiques 4 $\times$, 10 $\times$, 40 $\times$, 100 $\times$ (plan-achro en option)
Revolver	Quadruple	Quadruple
Platine	Double couche 115 $\times$ 125 mm	Double couche 115 $\times$ 125 mm
Condenseur	Abbe N.A. 1,25 à diaphragme iris	Abbe N.A. 1,25 à diaphragme iris
Mise au point	Coaxiale, macro 8 mm, précision fine 0,004 mm	Coaxiale, macro 8 mm, précision fine 0,004 mm
Éclairage	LED 3 W réglable, module de charge intégré	LED 3 W réglable, module de charge intégré
Divers	Filtres bleu/jaune/vert ; phototube 0,35 $\times$ 0,5 $\times$ 1 $\times$ C-mount	Filtres bleu/jaune/vert ; phototube 0,35 $\times$ 0,5 $\times$ 1 $\times$ C-mount

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Microscope biologique à structure compacte et rigide, avec flancs traversants facilitant la manipulation. Tête gémellée binoculaire (MSC-D2021B) ou trinoculaire (MSC-D2021T) inclinée à 30° (écart interpupillaire 50–75 mm, dioptrie ± 5)

réglable). Système optique à correction chromatique finie et infinie, éclairage LED 3 W à luminosité réglable avec module de charge intégré et adaptateur large tension.