

Microscope biologique économique (série MSC-BE/BD/BSM/BV)

Réf. : MSC-BE200E • MSC-BD500E • MSC-BE500E • MSC-BSM500E • MSC-BV500E



MSC-BE200E



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Têtes (selon modèle)	Binoculaire / monoculaire / trinoculaire sans compensation, 30°
Oculaire	Grand champ WF10×, WF16×
Objectifs achromatiques	4×, 10×, 40× (ressort), 100× (ressort, immersion)
Platine	Mécanique double couche 120×125 mm
Condenseur	Abbe N.A. 1,25 à diaphragme iris et filtre
Mise au point	Coaxiale macro/micro, plage 30 mm, division 0,002 mm
Éclairage	Halogène 6 V/20 W ou LED 1 W (LED 3 W en option)
Alimentation	AC 220/110 V ± 10 %, 50/60 Hz
Note	Les versions trinoculaires acceptent caméra et écran

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Microscope biologique économique.

Caractéristiques :

Tête sans compensation pour une observation confortable et une fatigue oculaire réduite.

Oculaire grand champ pour un champ de vision plus large et une meilleure netteté.

Platine mécanique double couche pour un déplacement précis des échantillons.

De multiples accessoires disponibles pour des applications polyvalentes.