

Microscope biologique MSC-100 (binoculaire)

Réf. : MSC-100

36 MONTH
WARRANTY

CE FDA



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le microscope biologique MSC-100 est largement utilisé dans les instituts de recherche (biologie, cytologie, histologie) et les laboratoires.

Caractéristiques :

Tête binoculaire inclinée à 45° permettant à deux observateurs de voir simultanément l'échantillon.

Convient à trois examens de routine en médecine et à l'enseignement en laboratoire scolaire.

Source lumineuse électrique à luminosité continûment réglable.