

Microscope biologique série 102B, tête binoculaire (MSC-BH102B / MSC-BS102B)

Réf. : MSC-BH102B • MSC-BS102B



MSC-BH102B



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	MSC-BH102B	MSC-BS102B
Système optique	Fini	Fini
Tête d'observation	Binoculaire Siedentopf 30°, interpup. 48–75 mm	Binoculaire coulissante 45°, interpup. 48–75 mm
Oculaire	Grand champ WF10×/18 mm	Grand champ WF10×/18 mm
Revolver	Quadruple	Quadruple
Objectifs	Achromatiques 4×, 10×, 20× (option), 40×, 100×	Achromatiques 4×, 10×, 20× (option), 40×, 100×
Platine	Mécanique double couche 120×115 mm / 70×30 mm	Mécanique double couche 120×115 mm / 70×30 mm
Condenseur	Abbe N.A. 1,25 à diaphragme iris et filtre	Abbe N.A. 1,25 à diaphragme iris et filtre
Mise au point	Coaxiale macro/micro, division fine 0,002 mm, course 20 mm	Coaxiale macro/micro, division fine 0,002 mm, course 20 mm
Éclairage	LED réglable (halogène 6 V/20 W en option)	LED réglable (halogène 6 V/20 W en option)
Dimensions d'expédition (l×P×H)	350×240×480 mm	350×240×480 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Microscope biologique à système optique fini avec platine mécanique double couche. Disponible avec tête binoculaire Siedentopf inclinée à 30° (MSC-BH102B) ou tête binoculaire coulissante inclinée à 45° (MSC-BS102B), écart interpupillaire 48–75 mm. Objectifs achromatiques et éclairage LED réglable.