

Microscope biologique série 102T, tête trinoculaire (MSC-BH102T / MSC-BS102T)

Réf. : MSC-BH102T • MSC-BS102T



MSC-BH102T



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	MSC-BH102T	MSC-BS102T
Système optique	Fini	Fini
Tête d'observation	Trinoculaire Siedentopf 30°, interpup. 48–75 mm	Trinoculaire coulissante 45°
Oculaire	Grand champ WF10×/18 mm	Grand champ WF10×/18 mm
Objectifs	Achromatiques 4×, 10×, 20× (option), 40×, 100×	Achromatiques 4×, 10×, 20× (option), 40×, 100×
Platine	Mécanique double couche 120×115 mm / 70×30 mm	Mécanique double couche 120×115 mm / 70×30 mm
Condenseur	Abbe N.A. 1,25 à diaphragme iris et filtre	Abbe N.A. 1,25 à diaphragme iris et filtre
Mise au point	Coaxiale macro/micro, division fine 0,002 mm, course 20 mm	Coaxiale macro/micro, division fine 0,002 mm, course 20 mm
Éclairage	LED réglable (halogène 6 V/20 W en option)	LED réglable (halogène 6 V/20 W en option)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Microscope biologique à système optique fini avec tête trinoculaire (Siedentopf inclinée à 30° pour MSC-BH102T, coulissante inclinée à 45° pour MSC-BS102T), écart interpupillaire 48–75 mm, permettant la documentation photo/vidéo. Platine mécanique double couche, objectifs achromatiques et éclairage LED réglable.