

Microscope biologique série 103B, tête binoculaire (MSC-BH103B / MSC-BS103B)

Réf. : MSC-BH103B • MSC-BS103B



MSC-BH103B



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	MSC-BH103B	MSC-BS103B
Système optique	Fini	Fini
Tête d'observation	Binoculaire Siedentopf 30°, interpup. 55–75 mm	Binoculaire coulissante 45°
Oculaire	Grand champ WF10×/18 mm	Grand champ WF10×/18 mm
Objectifs	Achromatiques 4×, 10×, 20× (option), 40×, 100× (plan-achro en option)	Achromatiques 4×, 10×, 20× (option), 40×, 100× (plan-achro en option)
Platine	Mécanique double couche 120×115 mm / 70×30 mm	Mécanique double couche 120×115 mm / 70×30 mm
Condenseur	Abbe N.A. 1,25 à diaphragme iris et filtre	Abbe N.A. 1,25 à diaphragme iris et filtre
Mise au point	Coaxiale macro/micro, division fine 0,002 mm, course 20 mm	Coaxiale macro/micro, division fine 0,002 mm, course 20 mm
Éclairage	LED réglable (halogène 6 V/20 W en option)	LED réglable (halogène 6 V/20 W en option)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Microscope biologique à système optique fini avec tête binoculaire (Siedentopf inclinée à 30°, interpupillaire 55–75 mm, pour MSC-BH103B ; coulissante inclinée à 45° pour MSC-BS103B). Objectifs achromatiques (plan-achromatiques en option) et éclairage LED réglable.