

# Microscope biologique série 103T, tête trinoculaire (MSC-BH103T / MSC-BS103T)

Réf. : MSC-BH103T • MSC-BS103T



MSC-BH103T



## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| Caractéristique    | MSC-BH103T                                                 | MSC-BS103T                                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Système optique    | Fini                                                       | Fini                                                       |
| Tête d'observation | Trinoculaire Siedentopf 30°, interpup. 55–75 mm            | Trinoculaire coulissante 45°                               |
| Oculaire           | Grand champ WF10×/18 mm                                    | Grand champ WF10×/18 mm                                    |
| Objectifs          | Achromatiques 4×, 10×, 40×, 100×                           | Achromatiques 4×, 10×, 40×, 100×                           |
| Platine            | Mécanique double couche 120×115 mm / 70×30 mm              | Mécanique double couche 120×115 mm / 70×30 mm              |
| Condenseur         | Abbe N.A. 1,25 à diaphragme iris et filtre                 | Abbe N.A. 1,25 à diaphragme iris et filtre                 |
| Mise au point      | Coaxiale macro/micro, division fine 0,002 mm, course 20 mm | Coaxiale macro/micro, division fine 0,002 mm, course 20 mm |
| Éclairage          | LED réglable (halogène 6 V/20 W en option)                 | LED réglable (halogène 6 V/20 W en option)                 |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Les microscopes biologiques Scitek s'utilisent dans des applications variées

recherche biologique, diagnostic médical, enseignement. Ce modèle à optique finie propose une tête trinoculaire Siedentopf inclinée à 30° (MSC-BH103T, interpupillaire 55–75 mm) ou coulissante inclinée à 45° (MSC-BS103T), pour la documentation photo/vidéo. Objectifs achromatiques et éclairage LED réglable.