

Microscope biologique série 107T, tête trinoculaire (MSC-BH107T / MSC-BS107T)

Réf. : MSC-BH107T • MSC-BS107T



MSC-BH107T



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	MSC-BH107T	MSC-BS107T
Système optique	Fini	Fini
Tête d'observation	Trinoculaire libre Siedentopf 30°, interpup. 48–75 mm	Trinoculaire libre coulissante 45°
Oculaire	Grand champ WF10×/18 mm	Grand champ WF10×/18 mm
Objectifs	Achromatiques 4×, 10×, 20× (option), 40×, 100×	Achromatiques 4×, 10×, 20× (option), 40×, 100×
Platine	Mécanique double couche 140×135 mm / 75×50 mm	Mécanique double couche 140×135 mm / 75×50 mm
Condenseur	Abbe N.A. 1,25 à diaphragme iris et filtre	Abbe N.A. 1,25 à diaphragme iris et filtre
Mise au point	Coaxiale macro/micro, division fine 0,002 mm	Coaxiale macro/micro, division fine 0,002 mm
Éclairage	S-LED réglable (halogène 6 V/20 W en option)	S-LED réglable (halogène 6 V/20 W en option)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Microscope biologique à système optique fini avec tête trinoculaire libre (Siedentopf inclinée à 30°, interpupillaire 48–75 mm, pour MSC-BH107T ; coulissante inclinée à 45° pour MSC-BS107T) et grande platine 140×135 mm. Objectifs achromatiques et éclairage S-LED réglable.