

Microscope biologique à tête binoculaire Siedentopf (MSC-125D / MSC-300D)

Réf. : MSC-125D • MSC-300D



MSC-125D



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	MSC-125D	MSC-300D
Tête d'observation	Binoculaire Siedentopf 30°, interpupillaire 47–78 mm	Binoculaire Siedentopf 30°
Système optique	Fini	Infini
Oculaire	Grand champ WF 10×/18×	Grand champ WF 10×/18×
Objectifs	Achromatiques 4×, 10×, 40×, 100×	Semi-plan achromatiques infinis 4×, 10×, 40×, 100×
Revolver	Quadruple arrière	Quadruple
Condenseur	Abbe N.A. 1,25	Centrable coulissant N.A. 1,25
Platine	Mécanique double couche 140×140 mm / 75×50 mm	Mécanique double couche 140×140 mm / 75×50 mm
Mise au point	Coaxiale macro/micro, division fine 0,002 mm, course 25 mm	Coaxiale macro/micro, division fine 0,002 mm
Éclairage	S-LED, luminosité réglable	S-LED, luminosité réglable
Alimentation	AC 220/110 V, 50/60 Hz	AC 220/110 V, 50/60 Hz
Poids brut (kg)	8,5	12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Microscope biologique à tête binoculaire Siedentopf inclinée à 30°, offrant un angle de vision confortable et un écart interpupillaire ajustable pour une observation ergonomique et prolongée avec une fatigue oculaire réduite. Convient à une grande variété d'utilisateurs et d'applications.