

# Microscope biologique binoculaire MSC-B1600

Réf. : MSC-B1600

36 MONTH  
WARRANTY

CE FDA



## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| Caractéristique                 | MSC-B1600                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tête d'observation              | Tube articulé                                      |
| Oculaire                        | WF10×/18 mm, WF16×/11 mm                           |
| Objectifs                       | 4×, 10×, 40× (ressort), 100× (ressort, immersion)  |
| Revolver                        | Quadruple                                          |
| Platine                         | 130×130 mm, déplacement 70×30 mm, vernier 0,1 mm   |
| Condenseur                      | Abbe N.A. 1,25 à diaphragme iris                   |
| Mise au point                   | Coaxiale macro/micro 15 mm, division fine 0,002 mm |
| Éclairage                       | LED, luminosité réglable                           |
| Filtres                         | Bleu, vert, jaune                                  |
| Dimensions d'expédition (l×P×H) | 435×330×235 mm                                     |
| Poids brut                      | 5,5 kg                                             |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le microscope biologique binoculaire MSC-B1600 est largement utilisé dans les instituts de recherche (biologie, cytologie, etc.). Il emploie une source lumineuse électrique à luminosité continûment réglable et une tête à tube articulé.