

Microscope biologique MSC-B201B (tête binoculaire sans compensation)

Réf. : MSC-B201B



MSC-B201B

SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	MSC-B201B
Système optique	Infini
Tête d'observation	Binoculaire sans compensation 30°, interpupillaire 48–75 mm
Oculaire	Grand champ WF10×/18 mm (WF16×, WF20× en option)
Revolver	Quadruple
Objectifs	Plan-achromatiques infinis 4×, 10×, 20× (option), 40×, 100×
Platine	Mécanique double couche 140×135 mm / 75×50 mm
Condenseur	Abbe N.A. 1,25 à diaphragme iris et filtre
Mise au point	Coaxiale macro/micro, division fine 0,002 mm
Éclairage	LED 3 W réglable (halogène 6 V/20 W en option)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ce microscope biologique de pointe est conçu pour les domaines éducatif, clinique et scientifique. Optique infinie, tête binoculaire sans compensation inclinée à 30° (écart interpupillaire 48–75 mm), objectifs plan-achromatiques infinis et éclairage LED 3 W réglable.