

Microscope biologique MSC-B201T (tête trinoculaire Siedentopf)

Réf. : MSC-B201T



MSC-B201T



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	MSC-B201T
Système optique	Infini
Tête d'observation	Trinoculaire Siedentopf 30°, interpupillaire 55–75 mm
Oculaire	Grand champ WF10×/18 mm (WF16×, WF20× en option)
Objectifs	Plan-achromatiques infinis 4×, 10×, 20× (option), 40×, 100× (phase Ph en option)
Revolver	Quadruple / quintuple (option)
Platine	Mécanique double couche 140×135 mm / 75×50 mm
Condenseur	Abbe N.A. 1,25 à diaphragme iris et filtre
Mise au point	Coaxiale macro/micro, division fine 0,002 mm
Éclairage	LED 3 W réglable (halogène 6 V/20 W en option)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Microscope biologique à système optique infini et tête trinoculaire Siedentopf inclinée à 30° (écart interpupillaire 55–75 mm), permettant la documentation photo/vidéo. Objectifs plan-achromatiques infinis (contraste de phase infini en option) et éclairage LED 3 W réglable.