

Microscope biologique MSC-B203B (tête binoculaire Siedentopf)

Réf. : MSC-B203B

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	MSC-B203B
Système optique	Infini
Tête d'observation	Binoculaire Siedentopf 30°, interpupillaire 48–75 mm
Oculaire	Grand champ WF10×/22 mm
Objectifs	Plan-achromatiques infinis 4×, 10×, 20× (option), 40×, 100× (semi-apo fluor / phase en option)
Revolver	Quadruple / quintuple
Platine	Mécanique double couche 210×150 mm / 75×50 mm
Condenseur	Abbe N.A. 1,25 à diaphragme iris et filtre
Mise au point	Coaxiale macro/micro, division fine 0,002 mm
Éclairage	LED, luminosité réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Microscope biologique à système optique infini et tête binoculaire Siedentopf inclinée à 30° (écart interpupillaire 48–75 mm), avec oculaires grand champ WF10×/22 mm et grande platine mécanique 210×150 mm. Objectifs plan-achromatiques infinis (semi-apochromatiques fluor ou contraste de phase en option) et éclairage LED réglable.