

Microscope biologique d'enseignement MSC-FE18

Réf. : MSC-FE18

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	MSC-FE18
Tête d'observation	Tube articulé
Oculaire	WF10×/22 mm
Objectifs	Plan à distance infinie 4×, 10×, 40× (ressort), 100× (ressort, immersion)
Revolver	Quadruple
Platine	Mécanique double couche 180×150 mm, déplacement 75×50 mm
Condenseur	Abbe N.A. 1,25 à diaphragme iris et filtre
Mise au point	Coaxiale macro/micro, division fine 0,002 mm
Éclairage	Köhler, ampoule halogène 6 V/20 W, luminosité réglable
Filtres	Bleu, vert, jaune
Dimensions d'expédition (l×P×H)	360×280×565 mm
Poids brut	12 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le microscope biologique d'enseignement MSC-FE18 permet à plusieurs utilisateurs d'observer un même échantillon. Système d'imagerie infini, tube articulé, objectifs plan à distance infinie (4×, 10×, 40× ressort, 100× ressort immersion), grande platine mécanique 180×150 mm et éclairage de Köhler (halogène 6 V/20 W) à luminosité réglable.