

Microscope de mesure MSC-RM1

Réf. : MSC-RM1



MSC-BE200E



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	MSC-RM1
Oculaire	10×
Objectif	3×
Grossissement total	30×
Plage de mesure	0–50 mm
Valeur d'échelle	0,01 mm
Précision de mesure	≤0,015 mm
Direction de levage	0–50 mm, plus petite division ≤0,01 mm
Diamètre du champ de vision	≤4,8 mm
Méthode d'observation	Vue oblique à 45°, miroir semi-réfléchissant réglable, chambre à prisme orientable à 360°
Structure	Barillet à dispositif magnétique antiglisement, déplacement latéral sur roulement
En option	Objectif 8×, anneaux de Newton
Dimensions d'expédition (l×P×H)	26,5×21,5×32 cm
Poids brut	8 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le microscope de mesure est un instrument de mesure optique à structure simple, d'utilisation aisée et à large champ d'application. Il permet de distinguer des échantillons de minéral et d'inspecter des plaques d'impression photographiques. Le cadre de mesure peut être détaché de la base et fixé sur une machine-outil pour inspecter directement les pièces usinées. Il est largement utilisé dans les salles de contrôle et laboratoires des secteurs de la

Caractéristiques :

1. Mesures de longueur

distance entre trous, distance entre la surface de référence et un trait gravé, largeur d'un trait gravé, diamètre extérieur d'un perçage débouchant.

2. Étend aussi le champ d'utilisation des microscopes ordinaires et mesure dans différentes directions.
3. Réflecteur à 45° réglable.
4. Réglage du système optique par engrènement à denture oblique avec un nouveau dispositif antiglissement qui ne glisse jamais.