

Microscope à fluorescence à tête binoculaire coulissante MSC-F107B

Réf. : MSC-F107B

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	MSC-F107B
Tête d'observation	Binoculaire coulissante 45°, interpupillaire 55–75 mm
Oculaire	WF10×/18 mm
Objectifs	Achromatiques 4×, 10×, 20× (option), 40×, 100×
Revolver	Quadruple
Platine	Mécanique double couche 140×135 mm / 75×50 mm
Condenseur	Abbe N.A. 1,25 à diaphragme iris et filtre
Mise au point	Coaxiale macro/micro

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Microscope à fluorescence pour l'observation d'échantillons marqués par fluorescence, la fluorescence servant de technique de renforcement de contraste. Tête binoculaire coulissante inclinée à 45° (écart interpupillaire 55–75 mm), objectifs achromatiques et éclairage adapté à l'épifluorescence.