

Microscope à fluorescence à tête trinoculaire coulissante MSC-F107T

Réf. : MSC-F107T

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	MSC-F107T
Tête d'observation	Trinoculaire coulissante 45°, interpupillaire 55–75 mm
Oculaire	WF10×/18 mm
Objectifs	Achromatiques 4×, 10×, 20× (option), 40×, 100×
Revolver	Quadruple
Platine	Mécanique double couche 140×135 mm / 75×50 mm
Condenseur	Abbe N.A. 1,25 à diaphragme iris et filtre
Mise au point	Coaxiale macro/micro

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Microscope à fluorescence à tête trinoculaire coulissante inclinée à 45° (écart interpupillaire 55–75 mm), pour l'observation et la documentation photo/vidéo d'échantillons marqués par fluorescence. Objectifs achromatiques, éclairage adapté à l'épifluorescence.