

Microscope à fluorescence à tête binoculaire Siedentopf MSC-F201B (optique infinie)

Réf. : MSC-F201B

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	MSC-F201B
Système optique	Infini
Tête d'observation	Binoculaire Siedentopf 30°, interpupillaire 48–75 mm
Oculaire	WF10×/22 mm
Objectifs	Plan-achromatiques infinis 4×, 10×, 20× (option), 40×, 100× (semi-apo fluor / phase en option)
Condenseur	Abbe N.A. 1,25 à diaphragme iris et filtre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La fluorescence est un phénomène utilisé comme technique de renforcement de contraste pour visualiser des structures marquées. Ce microscope à fluorescence à système optique infini dispose d'une tête binoculaire Siedentopf inclinée à 30° (écart interpupillaire 48–75 mm), d'objectifs plan-achromatiques infinis (semi-apochromatiques fluor ou à contraste de phase en option) et d'oculaires grand champ WF10×/22 mm.