

Microscope à fluorescence à tête trinoculaire Siedentopf MSC-F201T (optique infinie)

Réf. : MSC-F201T

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	MSC-F201T
Système optique	Infini
Tête d'observation	Trinoculaire Siedentopf 30°, interpupillaire 48–75 mm
Oculaire	WF10×/18 mm
Objectifs	Plan-achromatiques infinis 4×, 10×, 20× (option), 40×, 100×
Revolver	Quadruple
Platine	Mécanique double couche 145×125 mm / 50×40 mm
Condenseur	Abbe N.A. 1,25 à diaphragme iris et filtre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Microscope à fluorescence à système optique infini et tête trinoculaire Siedentopf inclinée à 30° (écart interpupillaire 48–75 mm), pour l'observation et la documentation photo/vidéo d'échantillons marqués par fluorescence. Objectifs plan-achromatiques infinis 4×–100×.