

Microscope biologique inversé à tête trinoculaire MSC-I403

Réf. : MSC-I403



MSC-I403



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	MSC-I403
Tête d'observation	Trinoculaire inclinée 45°, interpupillaire 50–75 mm
Oculaire	WF10×/20 mm
Objectifs	Plan LWD LWDPL 4×, 10×, 20×, 40×
Platine	Mécanique double couche 242×172 mm ; platine centrale Ø110 mm ; déplacement 75×50 mm
Condenseur	Abbe N.A. 0,3, distance de travail 75 mm
Mise au point	Coaxiale macro/micro

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Microscope biologique inversé à tête trinoculaire inclinée à 45° (écart interpupillaire 50–75 mm), conçu pour l'observation des cultures cellulaires et des échantillons en boîtes/flacons. Objectifs plan à longue distance de travail LWDPL 4×/10×/20×/40×, platine mécanique double couche (242×172 mm), condenseur d'Abbe N.A. 0,3 (distance de travail 75 mm), mise au point coaxiale macro/micro.