

Microscope métallurgique inversé, série IMM (MSC-IMM100 / MSC-IMM200)

Réf. : MSC-IMM100 • MSC-IMM200

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	MSC-IMM100	MSC-IMM200
Tête d'observation	Monoculaire inclinée 45°	Binoculaire inclinée 45°
Oculaire	WF10×/18 (à réticule)	WF10×/18 (à réticule)
Objectifs achromatiques	10×/0,25, 40×/0,65, 100×/1,25	10×/0,25, 40×/0,65, 100×/1,25
Revolver	Quadruple arrière (quintuple en option)	Quadruple arrière (quintuple en option)
Éclairage	Halogène 6 V/20 W	Halogène 6 V/20 W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Avantages :

Observation d'échantillons de grande taille

la disposition de l'objectif et de l'oculaire d'un microscope métallographique inversé le permet.

Utilisation aisée

l'échantillon n'a pas besoin d'être placé à une position précise, la plage d'observation est plus large.

Images nettes grâce à la position appropriée de l'objectif et de l'oculaire.