

Microscope métallurgique MSC-RMM200T

Réf. : MSC-RMM200T

36 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	MSC-RMM200T
Système optique	Infini
Tête d'observation	Binoculaire/trinoculaire Siedentopf 30°, interpupillaire 55–75 mm
Oculaire	WF10×/20 mm
Objectifs	Plan-achromatiques infinis 2,5×, 5×, 10×, 20×, 40×, 50×, 100×
Revolver	Quadruple (quintuple en option)
Platine	Mécanique double couche 140×135 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Avantages :

Système optique infini, objectifs plan à longue distance de travail.

Conception ergonomique, interaction homme-machine simple et rapprochée, réduisant la fatigue.

Spécialement conçu pour l'exploration des matériaux, il répond aux besoins de la microscopie de surface.

Structure mécanique stable, compacte et ergonomique, disposition rationnelle et confortable.