

Microscope numérique MSC-D103 (système optique à distance finie)

Réf. : MSC-D103



MSC-D103



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	MSC-D103
Système optique	À distance finie
Tête d'observation	Écran 10"
Adaptateur vidéo	C-Mount 0,5x
Objectifs	Plan-achromatiques 4x, 10x, 20x (option), 40x, 100x
Revolver	Quadruple / quintuple (option)
Platine	Mécanique double couche 120x115 mm / 70x30 mm
Condenseur	Abbe N.A. 1,25 à diaphragme iris et filtre
Mise au point	Coaxiale macro/micro, division fine 0,002 mm, course 20 mm
Éclairage	LED, luminosité réglable
Options	Contraste de phase à tourelle ; fond noir ; fluorescence ; caméra/tablette Win10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ce microscope numérique intègre la technologie numérique et une optique de microscope de haute qualité en un système homogène, avec écran de 10 pouces. Il permet l'observation, la capture et le partage d'images. Objectifs plan-achromatiques 4x, 10x, 20x (option), 40x, 100x ; platine

contraste de phase à tourelle, fond noir, fluorescence, caméra/tablette Win10.

**N.A. 1,25 à diaphragme iris ; mise au point
coaxiale macro/micro (division fine 0,002 mm)
; éclairage LED réglable. Options**
