


# Microscope numérique MSC-D201

Réf. : MSC-D201



MSC-D201



## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| Caractéristique                 | MSC-D201                                                          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Système optique                 | À distance finie                                                  |
| Tête d'observation              | Écran 10"                                                         |
| Adaptateur vidéo                | C-Mount 0,5× / 1×                                                 |
| Objectifs                       | Plan-achromatiques 4×, 10×, 20× (option), 40×, 100×               |
| Revolver                        | Quadruple / quintuple (option)                                    |
| Platine                         | Mécanique double couche 140×135 mm (déplacement 75×50 mm)         |
| Condenseur                      | Abbe N.A. 1,25 à diaphragme iris et filtre                        |
| Mise au point                   | Coaxiale macro/micro, division fine 0,002 mm, course 20 mm        |
| Éclairage                       | LED 3 W, luminosité continûment réglable                          |
| Options                         | Contraste de phase à tourelle ; fond noir ; caméra/tablette Win10 |
| Dimensions d'expédition (l×P×H) | 370×260×470 mm                                                    |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Microscope numérique à écran de 10 pouces intégrant l'optique et l'affichage pour l'observation et la capture d'images. Objectifs plan-achromatiques 4×, 10×, 20× (option), 40×, 100× ; adaptateur C-Mount 0,5×/1× ; platine mécanique double couche 140×135 mm (déplacement 75×50 mm) ; condenseur**

contraste de phase à tourelle, fond noir, caméra/tablette Win10.

