

Microscope numérique MSC-D208

Réf. : MSC-D208



MSC-D208



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	MSC-D208
Système optique	À distance finie
Tête d'observation	Écran 10"
Adaptateur vidéo	C-Mount 0,5×
Objectifs	Plan-achromatiques 4×, 10×, 20× (option), 40×, 100×
Revolver	Quadruple / quintuple (option)
Platine	Mécanique double couche 140×135 mm (déplacement 75×50 mm)
Condenseur	Abbe N.A. 1,25 à diaphragme iris et filtre
Mise au point	Coaxiale macro/micro, division fine 0,002 mm
Éclairage	LED 3 W, luminosité continûment réglable
Options	Contraste de phase à tourelle ; fond noir ; caméra/tablette Win10
Dimensions d'expédition (l×P×H)	370×260×470 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Microscope numérique à écran de 10 pouces à système optique à distance finie, pour l'observation et la capture d'images. Objectifs plan-achromatiques 4×, 10×, 20× (option), 40×, 100× ; adaptateur C-Mount 0,5× ; platine mécanique double couche 140×135 mm (déplacement 75×50 mm) ; condenseur d'Abbe contraste de phase à tourelle, fond noir, caméra/tablette Win10.

