

Microscope stéréoscopique série MSC-45 (7×–45×)

Réf. : MSC-S45B • MSC-S45T



MSC-S45B



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	MSC-S45B	MSC-S45T
Grossissement	Objectif zoom 7×–45×	Objectif zoom 7×–45×
Oculaire	WF10×/20 mm (options 15×/20×/25×/30×)	WF10×/20 mm (options 15×/20×/25×/30×)
Tête	Binoculaire 45°, rotative 360°, verrouillable	Trinoculaire 45°, rotative 360°, verrouillable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Microscope stéréoscopique à objectif zoom 7×–45×. Oculaire grand champ WF10×/20 mm à grande distance oculaire, pratique pour les porteurs de lunettes (oculaires 15×/20×/25×/30× en option). Tête binoculaire (B) ou trinoculaire (T) inclinée à 45°, rotative à 360° et verrouillable.