

Microscope stéréoscopique série MSC-7045 (6,7×–45×)

Réf. : MSC-S7045B • MSC-S7045T



MSC-S7045B



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	MSC-S7045B	MSC-S7045T
Grossissement	Objectif zoom 6,7×–45×	Objectif zoom 6,7×–45×
Oculaire	WF10×/22 mm (options 15×/20×/25×/30×)	WF10×/22 mm (options 15×/20×/25×/30×)
Tête	Binoculaire 45°, rotative 360°	Trinoculaire 45°, rotative 360°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ce microscope stéréoscopique est conçu pour un usage économique en enseignement, laboratoire et industrie. Objectif zoom 6,7×–45×, oculaire grand champ WF10×/22 mm à grande distance oculaire (options 15×/20×/25×/30×), tête binoculaire (B) ou trinoculaire (T) 45° rotative 360°.