

Microscope stéréoscopique MSC-ST60 (20×–40×)

Réf. : MSC-ST60



MSC-ST60



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	MSC-ST60
Grossissement	20×–40× (10×–80× en option)
Oculaire	WF10×/20 mm (options 10×/15×/20×)
Tête	Binoculaire 45°, rotative 360°
Écart interpupillaire	54–76 mm
Dioptrie	±5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ce microscope stéréoscopique est conçu pour les tâches quotidiennes en usine, université et laboratoire. Grossissement 20×–40× (10×–80× avec oculaires et objectifs en option), oculaire WF10×/20 mm, tête binoculaire inclinée à 45°, rotative à 360°, réglage interpupillaire 54–76 mm, dioptrie ±5.