

# Microscope stéréoscopique trinoculaire à zoom continu MSC-ST65 (6,5×–65×)

Réf. : MSC-ST65

24 MONTH  
WARRANTY

CE FDA



## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| Caractéristique       | MSC-ST65                      |
|-----------------------|-------------------------------|
| Grossissement         | 6,5×–65× (zoom continu)       |
| Rapport de zoom       | 1:10                          |
| Distance de travail   | 110 mm                        |
| Oculaire              | 10×/Ø22 mm                    |
| Champ de vision       | 28,6 mm (6,5×) – 4,4 mm (65×) |
| Écart interpupillaire | 55–75 mm                      |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le MSC-ST65 (6,5×–65×) est un microscope stéréo trinoculaire à zoom continu.

Caractéristiques :

Distance de travail de 110 mm.

Rapport de zoom 1:10, oculaire 10×/Ø22 mm, écart interpupillaire 55–75 mm, champ de vision de 28,6 mm (6,5×) à 4,4 mm (65×).