

Microscope stéréoscopique série MSC-ST830 (6×–50×)

Réf. : MSC-ST830B • MSC-ST830T

36 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	MSC-ST830B	MSC-ST830T
Grossissement	Objectif zoom 6×–50×	Objectif zoom 6×–50×
Oculaire	WF10×/22 mm à grande distance oculaire	WF10×/22 mm à grande distance oculaire
Tête	Binoculaire 45°, rotative 360°, verrouillable	Trinoculaire 45°, rotative 360°, verrouillable
Dioptrie	±5	±5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Microscope stéréoscopique à objectif zoom 6×–50×. Oculaire grand champ WF10×/22 mm à grande distance oculaire, pratique pour les porteurs de lunettes. Tête binoculaire (B) ou trinoculaire (T) inclinée à 45°, rotative à 360° et verrouillable, réglage dioptrique ±5.