

Microscope stéréo à zoom 7×–60× (MSC-D7060B / T)

Réf. : MSC-D7060B • MSC-D7060T

36 MONTH
WARRANTY



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	MSC-D7060B	MSC-D7060T
Grossissement	7×–60× (3,5×–200× en option)	7×–60× (3,5×–200× en option)
Oculaire	WF10×/22 mm (options WF15×/20×/25×)	WF10×/22 mm (options WF15×/20×/25×)
Tête	Binoculaire 45°, rotative 360°	Trinoculaire 45°, rotative 360°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système optique de haute qualité et mécanisme d'utilisation durable et fiable.

Caractéristiques :

Multifonction, largement applicable

biologie, médecine, industrie, etc.

Grossissement standard 7×–60× (3,5×–200× avec objectifs en option), oculaire grand champ WF10×/22 mm (options WF15×/20×/25×). Versions binoculaire (B) et trinoculaire (T).