

12/18 Vessels Minéralisateur micro-ondes

Réf. : MDS-12 • MDS-18

24 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Puissance	Capacité
MDS-12	AC 220V, 50/60Hz	100 ml
MDS-18	AC 220V, 50/60Hz	100 ml

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de minéralisation micro-ondes pour la digestion acide d'échantillons avant analyse (ICP, SAA...). Cuves haute pression.