

Mini-centrifugeuses CFG-12M / CFG-12MI

Réf. : CFG-12M / CFG-12MI

24 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	CFG-12M	CFG-12MI
Vitesse (rpm)	500–12000 (pas de 500 rpm)	2000–10000 (pas de 1000 rpm)
RCF maxi	9660 ×g	6708 ×g (1,5/2 mL) ; 6596–7490 ×g (barrettes PCR 8)
Capacité	0,2 mL × 48 tubes PCR ; 1,5/2 mL × 12 + PCR 8-strips × 4	0,2 mL × 44 tubes PCR ; 0,5/1,5/2 mL × 12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mini-centrifugeuses dotées d'un système d'entraînement puissant permettant une séparation et une concentration rapides des échantillons. Compatibles tubes de centrifugation et barrettes PCR 8 puits.