

Microcentrifugeuse haute vitesse CFG-15HMI

Réf. : CFG-15HMI

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	CFG-15HMI
Vitesse maxi	300–15000 rpm (incrément 100 rpm)
RCF maxi	15100 ×g
Précision de vitesse	±20 rpm
Capacité du rotor	0,2 / 0,5 / 1,5 / 2 mL × 12
Durée de fonctionnement	30 s à 99 min
Moteur d'entraînement	Moteur DC sans balais
Affichage	LCD
Niveau sonore	≤ 65 dB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les microcentrifugeuses sont principalement utilisées dans les laboratoires de biologie moléculaire, notamment pour l'extraction de plasmides. Fonctionnement en mode pulse pour des spins rapides et pratiques.