

Mini-centrifugeuse CFG-15M

Réf. : CFG-15M

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	CFG-15M
Plage de vitesse	500–15000 rpm (incrément 100 rpm)
Plage de RCF	16–15080 ×g
Capacité	12 × tubes 1,5 / 2,0 mL
Plage de minuterie	15 s à 99 min 59 s
Accélération	14 s (0–15000 rpm)
Décélération	14 s (15000–1000 rpm)
Diagnostic de déséquilibre du rotor	Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mini-centrifugeuse de laboratoire à affichage LCD clair indiquant le temps, la vitesse (rpm) ou la RCF pour un suivi facile. Réglages RPM/RCF ajustables pour répondre à des besoins spécifiques.