

Mini-centrifugeuse CFG-4MI

Réf. : CFG-4MI

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	CFG-4MI
Vitesse maxi	4000 rpm
RCF maxi	890 ×g
Capacité du rotor	8 × 0,2/0,5/1,5/2 mL ; 32 × 0,2 mL tubes PCR ou 4 × 0,2 mL barrettes PCR 8
Mode de fonctionnement	Fonctionnement continu
Type de moteur	Moteur DC
Alimentation	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 20 W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conception compacte alliant grande capacité, faible encombrement et résistance à l'air minimale. Le moteur DC prend en charge le fonctionnement continu, avec une vitesse maximale de 4000 rpm.