

Microcentrifugeuse CFG-5M

Réf. : CFG-5M

36 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	CFG-5M
Vitesse maxi	5000 rpm
RCF maxi	1360 ×g
Capacité du rotor	8 × 0,2/0,5/1,5/2,0 mL ; 32 × 0,2 mL barrettes PCR ou 4 × 0,2 mL barrettes PCR 8
Durée de fonctionnement	Fonctionnement continu
Moteur d'entraînement	Moteur DC
Alimentation	AC 100–240 V / 50/60 Hz / 20 W
Niveau sonore	≤ 45 dB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Microcentrifugeuse compacte offrant une vitesse maximale de 5000 rpm avec un niveau sonore réduit ≤ 45 dB, adaptée aux séparations rapides d'échantillons.