

Microcentrifugeuse CFG-7M

Réf. : CFG-7M

36 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	CFG-7M
Vitesse maxi	7000 rpm
RCF maxi	2680 ×g
Capacité du rotor	8 × 0,2/0,5/1,5/2,0 mL ; 32 × 0,2 mL tubes PCR ou 4 × 0,2 mL barrettes PCR 8
Durée de fonctionnement	Fonctionnement continu
Moteur d'entraînement	Moteur DC
Émission sonore	≤ 50 dB
Alimentation	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 20 W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La mini-centrifugeuse Scitek CFG-7M est un appareil qui offre efficacité et confort d'utilisation pour les tâches de séparation courantes du laboratoire.