

Mini circulateur cryogénique LTC-P5

Réf. : LTC-P5



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	LTC-P5
Plage de température	-20 °C à RT
Affichage / précision	LED, 0,1 °C
Stabilité de température	±0,3 °C
Puissance frigorifique	700 W
Pompe (pression / aspiration / débit max.)	0,3 bar / 0,2 bar / 22 L/min
Capacité de la cuve	4,5 L
Tubulure d'eau de refroidissement	Silicone
Interface de communication	RS232/485 (option)
Fonction chauffage	En option
Alimentation	220 V / 50 Hz
Dimensions (l×P×H)	430×230×460 mm
Poids net / brut (kg)	28 / 33

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Optimisé pour les applications exigeantes, ce circulateur basse température est fiable, simple à utiliser et à entretenir. L'appareil se configure selon les besoins d'application et d'installation et peut être étendu pour s'adapter à vos procédés.