

Mini hotte à flux laminaire LCB-V500II

Réf. : LCB-V500II

36 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	LCB-V500II
Dimensions externes (L×P×H)	580×460×700 mm
Dimensions internes (L×P×H)	480×340×370 mm
Ouverture max	310 mm
Système de contrôle	Contrôleur à microprocesseur avec afficheur LCD
Vitesse d'air	0,2–0,6 m/s (multi-niveaux intelligent)
Préfiltre	1 pièce, fibre polyester, lavable
Filtre HEPA	1 pièce

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mini hotte à flux laminaire protégeant l'échantillon par un flux d'air purifié. Contrôleur à microprocesseur avec afficheur LCD, vitesse d'air 0,2–0,6 m/s (réglable), préfiltre lavable et filtre HEPA.