

Mini-microcentrifugeuse CFG-Y4M

Réf. : CFG-Y4M

24 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	CFG-Y4M
Vitesse maxi	4000 rpm
RCF maxi	990 ×g
Capacité maxi	8 × 0,5/0,2/1,5/2,0 mL ; 32 × 0,2 mL tubes PCR ou 4 × 0,2 mL barrettes PCR 8
Temps d'accélération le plus rapide	≤ 3 s
Temps de décélération le plus rapide	≤ 3 s
Niveau sonore	≤ 58 dB
Alimentation	AC 85–264 V, 50/60 Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La mini-microcentrifugeuse CFG-Y4M est largement utilisée en laboratoire et en milieu hospitalier. Ce modèle accepte les tubes de 0,2 / 0,5 / 1,5 / 2 mL.