

Mini système qPCR en temps réel PCR-RFQ884

Réf. : PCR-RFQ884



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	PCR-RFQ884
Capacité d'échantillons	8×0,2 ml (8 puits)
Consommables	Tube PCR transparent 0,2 ml / barrettes de 8
Volume réactionnel	15–100 µL
Technologie de contrôle	Peltier Marlow personnalisé (1 000 000 cycles)
Plage de température	0–100 °C (résolution 0,1 °C)
Vitesse de rampe max	7 °C/s
Fluctuation de température	±0,1 °C
Uniformité	±0,25 °C
Température du couvercle chauffant	30–110 °C (réglable, défaut 105 °C)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mini système de détection qPCR en temps réel, 8 puits (8×0,2 ml), bloc Peltier Marlow personnalisé (1 000 000 cycles), système réactionnel 15–100 µL.